

Informations sur les jeux de paramètres :

Type : Personnalisé
Nom : CASFM EUCAST 2023 V1.0
Description : EUCAST Guideline+backfilled and Phenotypic Interpretations
Base : Global European-based+Phenotypic
État : Actif

Informations sur les instructions CMI :

Type : Personnalisé
Nom : Copie de Global European-based
Base : Global European-based

Informations de filtrage :

Tous
Version d'antibiotique : Masquer tout

Concentration(s) critique(s) :

Germe/Antibiotique/Version d'antibiotique	Catégorie	S	I	R	Origine	Commentaire
Acide fusidique						
Staphylococcus						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 1		> 1	EUCAST	
Acide nalidixique						
Enterobacteriaceae						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 16		> 16	CA-	
Amikacine						
Acinetobacter						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N233, AST-N234, AST-N240... (an01n)	Autre	<= 8		> 8	CA-	CSN 5024
AST-N436, AST-N441, AST-N442... (an03n)	Autre	<= 8		> 8	CA-	CSN 5024

Aucun type de carte AST défini (an03s)	Autre							
Enterobacteriaceae								
Antibiogramme Gram négatif								
AST-N233, AST-N234, AST-N240... (an01n)	Autre	<= 8		> 8	CA-		CSN 5024	
AST-N436, AST-N441, AST-N442... (an03n)	Autre	<= 8		> 8	CA-		CSN 5024	
Aucun type de carte AST défini (an03s)	Autre							
Pseudomonas								
Antibiogramme Gram négatif								
AST-N233, AST-N234, AST-N240... (an01n)	Autre	<= 16		> 16	CA-			
AST-N436, AST-N441, AST-N442... (an03n)	Autre	<= 16		> 16	CA-		CSN 5024	
Aucun type de carte AST défini (an03s)	Autre							
Amoxicilline								
Enterobacteriaceae								
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8		> 8	EUCAST			
Enterococcus								
Antibiogramme Gram positif								
Aucun type de carte AST défini (amx01d)	Autre	<= 4	8	> 8	EUCAST			
Streptococcus pneumoniae								
Antibiogramme Gram positif								
Aucun type de carte AST défini (amx01d)	Autre	<= 0,5	1 - 2	> 2	Fabricant		Cc basse non conforme au CASFM - Cc ajoutées pour déduction	
Aucun type de carte AST défini (amx01d)	Méningite	<= 0,5		> 0,5	Fabricant		Cc ajoutées pour déduction	
Aucun type de carte AST défini (amx01d)	Oral	<= 0,5	1	> 1	Fabricant		Cc ajoutées pour déduction	
Aucun type de carte AST défini (amx01n)	Autre	<= 0,5	1 - 2	> 2	BTL		Cc basse non conforme au CASFM - Cc ajoutées pour déduction	
Aucun type de carte AST défini (amx01n)	Méningite	<= 0,5		> 0,5	Fabricant		Cc ajoutées pour déduction	
Aucun type de carte AST défini (amx01n)	Oral	<= 0,5	1	> 1	Fabricant		Cc ajoutées pour déduction	
Aucun type de carte AST défini (amx03n)	Autre	<= 0,5	1 - 2	> 2	BTL		Cc basse non conforme au CASFM	

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 26 oct. 2023 09:55 CEST

Aucun type de carte AST défini (amx03n)	Méningite	<= 0,5		> 0,5	CA-	CSN 2022-158-0	
Aucun type de carte AST défini (amx03n)	Oral	<= 0,5	1	> 1	CA-	CSN 4911	
Streptococcus viridans group except S.pneumoniae							
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,5	1 - 2	> 2	EUCAST		
Amoxicilline/acide clavulanique							
Enterobacteriaceae							
Antibiogramme Gram négatif							
AST-N233, AST-N234 (amc01n)	Autre	<= 8		> 8	EUCAST		
AST-N233, AST-N234 (amc01n)	Urine	<= 16		> 16	Fabricant	Cc non conformes au CASFM	
AST-N372 (amc02n)	Autre	<= 8		> 8	EUCAST		
AST-N372 (amc02n)	Urine	<= 16		> 16	Fabricant	Cc non conformes au CASFM	
AST-N436, AST-N441, AST-N442 (amc03n)	Autre	<= 8		> 8	EUCAST		
AST-N436, AST-N441, AST-N442 (amc03n)	Urine	<= 32		> 32	EUCAST		
Amphotéricine B							
Candida							
Antifongogramme	Autre	<= 1	2	> 2	Littérature		
Cryptococcus neoformans							
Antifongogramme	Autre	<= 1	2	> 2	Littérature		
Ampicilline							
Enterobacteriaceae							
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8		> 8	EUCAST		
Enterococcus							
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 4	8	> 8	EUCAST		
Streptococcus pneumoniae							
Antibiogramme des streptocoques							
AST-ST03 (am01n)	Autre	<= 0,5	1	> 1	CA-	CSN 2022-158-0	
AST-ST03 (am01n)	Méningite	<= 0,5		> 0,5	CA-	CSN 2022-158-0	
Streptococcus viridans group except S.pneumoniae							

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 26 oct. 2023 09:55 CEST

Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,5	1 - 2	> 2	EUCAST	
Azithromycine						
Enterococcus						
Antibiogramme Gram positif	Autre	(-)	(-)	(-)	CA-	
Aztréonam						
Aeromonas						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 1	2 - 4	> 4	EUCAST	
Enterobacteriaceae						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 1	2 - 4	> 4	EUCAST	
Pseudomonas						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N240, AST-N443, AST-XN12... (atm01n)	Autre		<= 16	> 16	CA-	CSN 5024-2
Aucun type de carte AST défini (atm01s)	Autre					
Benzylpénicilline						
Staphylococcus aureus						
Antibiogramme Gram positif						
Aucun type de carte AST défini (p04n)	Autre	<= 0,125		> 0,125	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (p05n)	Autre	<= 0,125		> 0,125	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (p05s)	Autre	<= 0,125		> 0,125	EUCAST	
Staphylococcus lugdunensis						
Antibiogramme Gram positif						
AST-P667 (p02n)	Autre					
Aucun type de carte AST défini (p01n)	Autre					
Aucun type de carte AST défini (p04n)	Autre	<= 0,125		> 0,125	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (p05n)	Autre	<= 0,125		> 0,125	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (p05s)	Autre	<= 0,125		> 0,125	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (p06n)	Autre					
Streptococcus agalactiae						

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 26 oct. 2023 09:55 CEST

Antibiogramme Gram positif									
AST-P667 (p02n)	Autre		<= 0,25			> 0,25	EUCAST		
Aucun type de carte AST défini (p05n)	Autre		<= 0,25			> 0,25	EUCAST		
Aucun type de carte AST défini (p05s)	Autre		<= 0,25			> 0,25	EUCAST		
Streptococcus beta-hemolytic group									
Antibiogramme des streptocoques	Autre		<= 0,25			> 0,25	EUCAST		
Streptococcus pneumoniae									
Antibiogramme des streptocoques									
AST-ST03 (p01n)	Autre		<= 0,0625	0,125 - 2		> 2	EUCAST		
AST-ST03 (p01n)	Méningite		<= 0,0625			> 0,0625	EUCAST		
Aucun type de carte AST défini (p01s)	Autre		<= 0,0625	0,125 - 2		> 2	EUCAST		
Aucun type de carte AST défini (p01s)	Méningite		<= 0,0625			> 0,0625	EUCAST		
Aucun type de carte AST défini (p01s)	Pneumonie		<= 0,0625	0,125 - 2		> 2	EUCAST		
Antibiogramme Gram positif									
AST-P667 (p02n)	Autre								
AST-P667 (p02n)	Méningite								
Aucun type de carte AST défini (p01n)	Autre		<= 0,0625	0,125 - 2		> 2	EUCAST		
Aucun type de carte AST défini (p01n)	Méningite		<= 0,0625			> 0,0625	EUCAST		
Aucun type de carte AST défini (p04n)	Autre								
Aucun type de carte AST défini (p04n)	Méningite								
Aucun type de carte AST défini (p05n)	Autre								
Aucun type de carte AST défini (p05n)	Méningite								
Aucun type de carte AST défini (p06n)	Autre		<= 0,0625	0,125 - 2		> 2	EUCAST		
Aucun type de carte AST défini (p06n)	Méningite		<= 0,0625			> 0,0625	EUCAST		
Streptococcus viridans group except S.pneumoniae									
Antibiogramme des streptocoques	Autre		<= 0,25	0,5 - 2		> 2	EUCAST		
Caspofungine									
Candida									

Page 6 sur 35

Antibiogramme Gram négatif										
AST-N443, AST-XN12, AST-XN28 (cza02n)	Autre									
Aucun type de carte AST défini (cza01n)	Autre									
Aucun type de carte AST défini (cza02s)	Autre									
Pseudomonas aeruginosa										
Antibiogramme Gram négatif										
AST-N443, AST-XN12, AST-XN28 (cza02n)	Autre									
Aucun type de carte AST défini (cza01n)	Autre									
Aucun type de carte AST défini (cza02s)	Autre									
Ceftiofur										
Enterobacteriaceae										
Antibiogramme Gram négatif	Autre									
Gram negative bacilli										
Antibiogramme Gram négatif	Autre									
Ceftobiprole										
Staphylococcus aureus										
Antibiogramme Gram positif										
Aucun type de carte AST défini (bpr01n)	Autre									
Ceftolozane/Tazobactam										
Enterobacteriaceae										
Antibiogramme Gram négatif										
AST-N443, AST-XN12, AST-XN28 (ct01n)	Autre									
Aucun type de carte AST défini (ct01s)	Autre									
Pseudomonas										
Antibiogramme Gram négatif	Autre									
Ceftriaxone										
Enterobacteriaceae										
Antibiogramme Gram négatif	Autre									

[illegible]

[illegible]

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 26 oct. 2023 09:55 CEST

Antibiogramme Gram positif	Autre	(-)	(-)	(-)	CA-	
Clindamycine						
Enterococcus						
Antibiogramme Gram positif						
AST-P667, AST-P668 (cm04n)	Autre	(-)	(-)	(-)	CA-	
Aucun type de carte AST défini (cm01n)	Autre	(-)	(-)	(-)	CA-	
Staphylococcus						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 0,25		> 0,25	CA-	CSN 2023-386-0
Streptococcus agalactiae						
Antibiogramme Gram positif						
Aucun type de carte AST défini (cm01n)	Autre	<= 0,5		> 0,5	EUCAST	
Streptococcus beta-hemolytic group						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,5		> 0,5	EUCAST	
Streptococcus pneumoniae						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,5		> 0,5	EUCAST	
Streptococcus viridans group except S.pneumoniae						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,5		> 0,5	EUCAST	
Colistine						
Acinetobacter						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 2		> 2	EUCAST	
Enterobacteriaceae						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 2		> 2	EUCAST	
Pseudomonas						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N240 (cs01n)	Autre	<= 2		> 2	Fabricant	Performances validées dans versions antérieures
Pseudomonas aeruginosa						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N443, AST-XN28 (cs02n)	Autre	<= 2		> 2	EUCAST	

Page 13 sur 35

Page 14 sur 35

Version de la base de connaissances: 09.03 - 26 oct. 2023 09:40:12

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 26 oct. 2023 09:55 CEST

Antifongogramme	Autre	<= 4	8 - 16	> 16	FDA	
Cryptococcus neoformans						
Antifongogramme	Autre					
Fluméquine						
Enterobacteriaceae						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 4	8	> 8	CA-	CASFM Vétérinaire
Pasteurella						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 4	8	> 8	CA-	CASFM Vétérinaire
Fosfomycine						
Enterobacteriaceae						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 32		> 32	EUCAST	
Staphylococcus						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 32		> 32	EUCAST	
Streptococcus pneumoniae						
Antibiogramme Gram positif	Autre	IE	IE	IE	CA-	
Gentamicine						
Acinetobacter						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 4		> 4	EUCAST	
Enterobacteriaceae						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N233, AST-N234, AST-N240... (gm01n)	Autre	<= 2		> 2	CA-	CSN 2022-009-0
AST-N441 (gm02n)	Autre	<= 2		> 2	CA-	CSN 2022-009-0
Aucun type de carte AST défini (gm02s)	Autre					
Pseudomonas						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	IE	IE	IE	CA-	
Staphylococcus						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 2		> 2	CA-	CSN 2023-386-0
Streptococcus						

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 26 oct. 2023 09:55 CEST

Antibiogramme des streptocoques	Autre							
Imipenem/Relebactam								
Acinetobacter								
Antibiogramme Gram négatif	Autre	(-)	(-)	(-)	CA-			
Enterobacteriaceae								
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 2		> 2	CA-	CSN 2022-009-0		
Pseudomonas aeruginosa								
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 2		> 2	CA-	CSN 5024-2		
Imipénème								
Acinetobacter								
Antibiogramme Gram négatif								
AST-N233, AST-N234, AST-N240... (ipm04n)	Autre	<= 2	4	> 4	CA-	CSN 4911		
AST-N443 (ipm05n)	Autre	<= 2	4	> 4	CA-	CSN 4911		
Aucun type de carte AST défini (ipm04s)	Autre							
Aucun type de carte AST défini (ipm05s)	Autre							
Enterobacteriaceae								
Antibiogramme Gram négatif								
AST-N233, AST-N234, AST-N240... (ipm04n)	Autre	<= 2	4	> 4	CA-	CSN 4911		
AST-N443 (ipm05n)	Autre	<= 2	4	> 4	CA-	CSN 4911		
Aucun type de carte AST défini (ipm01n)	Autre	<= 2	4	> 4	CA-	CSN 4911		
Aucun type de carte AST défini (ipm04s)	Autre	<= 2	4	> 4	Fabricant	Cc ajoutées pour déduction		
Aucun type de carte AST défini (ipm05s)	Autre	<= 2	4	> 4	Fabricant	Cc ajoutées pour déduction		
Enterococcus								
Antibiogramme Gram positif	Autre		<= 4	> 4	CA-	CSN 5024-2		
Morganella morganii								
Antibiogramme Gram négatif								
AST-N233, AST-N234, AST-N240... (ipm04n)	Autre		<= 4	> 4	CA-	CSN 4911		
AST-N443 (ipm05n)	Autre		<= 4	> 4	CA-	CSN 4911		

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 26 oct. 2023 09:55 CEST

Aucun type de carte AST défini (ipm01n)	Autre			<= 4	> 4	CA-	CSN 4911	
Proteus								
Antibiogramme Gram négatif								
AST-N233, AST-N234, AST-N240... (ipm04n)	Autre			<= 4	> 4	CA-	CSN 4911	
AST-N443 (ipm05n)	Autre			<= 4	> 4	CA-	CSN 4911	
Aucun type de carte AST défini (ipm01n)	Autre			<= 4	> 4	CA-	CSN 4911	
Providencia								
Antibiogramme Gram négatif								
AST-N233, AST-N234, AST-N240... (ipm04n)	Autre			<= 4	> 4	CA-	CSN 4911	
AST-N443 (ipm05n)	Autre			<= 4	> 4	CA-	CSN 4911	
Aucun type de carte AST défini (ipm01n)	Autre			<= 4	> 4	CA-	CSN 4911	
Pseudomonas								
Antibiogramme Gram négatif								
AST-N233, AST-N234, AST-N240... (ipm04n)	Autre			<= 4	> 4	CA-	CSN 4911	
AST-N443 (ipm05n)	Autre			<= 4	> 4	CA-	CSN 4911	
Aucun type de carte AST défini (ipm04s)	Autre							
Aucun type de carte AST défini (ipm05s)	Autre							
Streptococcus pneumoniae								
Antibiogramme Gram positif								
Aucun type de carte AST défini (ipm03n)	Autre	<= 2			> 2	EUCAST		
Streptococcus viridans group except S.pneumoniae								
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 2			> 2	EUCAST		
Kanamycine								
Staphylococcus								
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 8			> 8	CA-		
Linézolide								
Enterococcus								
Antibiogramme Gram positif								

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 26 oct. 2023 09:55 CEST

AST-P667, AST-P668 (lnz02n)	Autre	<= 4		> 4	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (lnz02s)	Autre	<= 4		> 4	EUCAST	
Staphylococcus						
Antibiogramme Gram positif						
AST-P667, AST-P668 (lnz02n)	Autre	<= 4		> 4	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (lnz02s)	Autre	<= 4		> 4	EUCAST	
Streptococcus agalactiae						
Antibiogramme Gram positif						
AST-P667, AST-P668 (lnz02n)	Autre	<= 2		> 2	CA-	CSN 5024-2
Aucun type de carte AST défini (lnz02s)	Autre					
Streptococcus beta-hemolytic group						
Antibiogramme des streptocoques						
AST-ST03 (lnz01n)	Autre	<= 2		> 2	CA-	CSN 5024
Aucun type de carte AST défini (lnz01s)	Autre					
Streptococcus pneumoniae						
Antibiogramme des streptocoques						
AST-ST03 (lnz01n)	Autre	<= 2		> 2	CA-	CSN 5024
Aucun type de carte AST défini (lnz01s)	Autre					
Antibiogramme Gram positif						
Aucun type de carte AST défini (lnz01n)	Autre	<= 2		> 2	CA-	CSN 5024
Streptococcus viridans group except S.pneumoniae						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	IE	IE	IE	CA-	
Lévofoxacine						
Acinetobacter						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N240, AST-N436, AST-N441... (lev02n)	Autre	<= 0,5	1	> 1	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (lev01n)	Autre	<= 0,5	1	> 1	CA-	MAR 4293
Aeromonas						

[illegible]

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 26 oct. 2023 09:55 CEST

AST-YS08 (mcf02n)	Autre	<= 2	4	> 4	CLSI	
Candida krusei						
Antifongogramme						
AST-YS08 (mcf02n)	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	CLSI	
Candida parapsilosis						
Antifongogramme						
AST-YS08 (mcf02n)	Autre	<= 2	4	> 4	CLSI	
Candida tropicalis						
Antifongogramme						
AST-YS08 (mcf02n)	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	CLSI	
Minocycline						
Burkholderia cepacia						
Antibiogramme Gram négatif						
Aucun type de carte AST défini (mno01n)	Autre	<= 4	8	> 8	CLSI	
Aucun type de carte AST défini (mno02n)	Autre	<= 4	8	> 8	CA-	
Enterococcus						
Antibiogramme Gram positif						
Aucun type de carte AST défini (mno01n)	Autre	(-)	(-)	(-)	CA-	
Staphylococcus						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 0,5		> 0,5	CA-	CSN 5024-2
Streptococcus agalactiae						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 0,5		> 0,5	CA-	CSN 5024-2
Moxifloxacin						
Enterobacteriaceae						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 0,25		> 0,25	EUCAST	
Staphylococcus						
Antibiogramme Gram positif						
Aucun type de carte AST défini (mxf01n)	Autre					

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 26 oct. 2023 09:55 CEST

Aucun type de carte AST défini (mxf02n)	Autre	<= 0,25	> 0,25	CA-	MAR 4293
Staphylococcus aureus					
Antibiogramme Gram positif					
Aucun type de carte AST défini (mxf02s)	Autre	<= 0,25	> 0,25	EUCAST	
Streptococcus agalactiae					
Antibiogramme Gram positif					
Aucun type de carte AST défini (mxf02n)	Autre	<= 0,5	> 0,5	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (mxf02s)	Autre	<= 0,5	> 0,5	EUCAST	
Streptococcus beta-hemolytic group					
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,5	> 0,5	EUCAST	
Streptococcus pneumoniae					
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,5	> 0,5	EUCAST	
Antibiogramme Gram positif					
Aucun type de carte AST défini (mxf01n)	Autre	<= 0,5	> 0,5	EUCAST	
Streptococcus viridans group except S.pneumoniae					
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,5	> 0,5	CA- ECOFF	
Méclillinam					
Escherichia coli					
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8	> 8	EUCAST	
Méropénème					
Acinetobacter					
Antibiogramme Gram négatif					
AST-N240, AST-N443, AST-XN12... (mem02n)	Autre	<= 2	4 - 8	> 8	EUCAST
AST-N240, AST-N443, AST-XN12... (mem02n)	Méningite	<= 2		> 2	CA- CSN 2022-158-0
Aucun type de carte AST défini (mem01n)	Autre	<= 2	4 - 8	> 8	EUCAST
Aucun type de carte AST défini (mem01n)	Méningite				
Aucun type de carte AST défini (mem02s)	Autre	<= 2	4 - 8	> 8	EUCAST
Aucun type de carte AST défini (mem02s)	Méningite				

Burkholderia cepacia												
Antibiogramme Gram négatif												
AST-N240, AST-N443, AST-XN12... (mem02n)	Autre		<= 4	8	> 8	CA-					Validé dans Gram negative bacilli	
Aucun type de carte AST défini (mem01n)	Autre		<= 4	8	> 8	CA-					Validé dans Gram negative bacilli	
Enterobacteriaceae												
Antibiogramme Gram négatif												
AST-N240, AST-N443, AST-XN12... (mem02n)	Autre		<= 2	4 - 8	> 8	EUCAST						
AST-N240, AST-N443, AST-XN12... (mem02n)	Méningite		<= 2		> 2	CA-					CSN 2022-158-0	
Aucun type de carte AST défini (mem01n)	Autre		<= 2	4 - 8	> 8	EUCAST						
Aucun type de carte AST défini (mem01n)	Méningite											
Aucun type de carte AST défini (mem02s)	Autre		<= 2	4 - 8	> 8	EUCAST						
Aucun type de carte AST défini (mem02s)	Méningite											
Pseudomonas												
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 2	4 - 8	> 8	EUCAST						
Pseudomonas aeruginosa												
Antibiogramme Gram négatif												
AST-N240, AST-N443, AST-XN12... (mem02n)	Autre		<= 2	4 - 8	> 8	CA-						
AST-N240, AST-N443, AST-XN12... (mem02n)	Méningite		<= 2		> 2	CA-					CSN 2022-158-0	
Aucun type de carte AST défini (mem01n)	Autre		<= 2	4 - 8	> 8	CA-						
Aucun type de carte AST défini (mem01n)	Méningite											
Aucun type de carte AST défini (mem02s)	Autre		<= 2	4 - 8	> 8	CA-						
Aucun type de carte AST défini (mem02s)	Méningite											
Streptococcus pneumoniae												
Antibiogramme des streptocoques												
Aucun type de carte AST défini (mem01n)	Autre		<= 2		> 2	EUCAST						
Aucun type de carte AST défini (mem01n)	Méningite											
Antibiogramme Gram positif												
Aucun type de carte AST défini (mem03n)	Autre		<= 2		> 2	EUCAST						

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 26 oct. 2023 09:55 CEST

Aucun type de carte AST défini (mem03n)	Méningite	<= 0,25	> 0,25	CA-	CSN 2022-158-0
Streptococcus viridans group except S.pneumoniae					
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 2	> 2	EUCAST	
Nitrofurantoin					
Enterobacteriaceae					
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 32	64	CLSI	Cc basse non conforme au CASFM
Enterococcus					
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 64	> 64	CA-	MAR 3917
Escherichia coli					
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 64	> 64	EUCAST	
Staphylococcus					
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 64	> 64	CA-	CSN 2023-259-0
Staphylococcus saprophyticus					
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 64	> 64	EUCAST	
Streptococcus agalactiae					
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 64	> 64	EUCAST	
Néomycine					
Enterobacteriaceae					
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8	16	CA-	CASFM Vétérinaire
Pasteurella					
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8	16	CA-	CASFM Vétérinaire
Staphylococcus					
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 8	16	CA-	CASFM Vétérinaire
Ofloxacin					
Enterobacteriaceae					
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 0,25	0,5	EUCAST	
Oxacilline					
Staphylococcus					

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 26 oct. 2023 09:55 CEST

Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 0,25	> 0,25	EUCAST	
Staphylococcus aureus					
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 2	> 2	EUCAST	
Staphylococcus lugdunensis					
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 2	> 2	EUCAST	
Staphylococcus saprophyticus					
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 2	> 2	EUCAST	
Pipéracilline					
Acinetobacter					
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 16	32 - 64	CA-	
Enterobacteriaceae					
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8	> 8	CA-	CSN 2023-386-0
Pseudomonas					
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 16	CA-	CSN 5024-2
Pipéracilline/tazobactam					
Acinetobacter					
Antibiogramme Gram négatif					
AST-N233, AST-N234, AST-N240... (tzp03n)	Autre	<= 16	32 - 64	CA-	
Aucun type de carte AST défini (tzp01n)	Autre	<= 16	32 - 64	CA-	
Aucun type de carte AST défini (tzp03s)	Autre	<= 16	32 - 64	CA-	
Enterobacteriaceae					
Antibiogramme Gram négatif					
AST-N233, AST-N234, AST-N240... (tzp03n)	Autre	<= 8	16	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM
Aucun type de carte AST défini (tzp01n)	Autre	<= 8	16	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM
Aucun type de carte AST défini (tzp03s)	Autre	<= 8	16	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM
Pseudomonas					
Antibiogramme Gram négatif					
AST-N233, AST-N234, AST-N240... (tzp03n)	Autre		<= 16	CA-	CSN 5024-2

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 26 oct. 2023 09:55 CEST

Aucun type de carte AST défini (tzp01n)	Autre									
Aucun type de carte AST défini (tzp03s)	Autre									
Pradofloxacin										
Enterobacteriaceae										
Antibiogramme Gram négatif	Autre	(-)	(-)	(-)	(-)	CA-			CASFM Vétérinaire	
Pasteurella										
Antibiogramme Gram négatif	Autre	(-)	(-)	(-)	(-)	CA-			CASFM Vétérinaire	
Staphylococcus										
Antibiogramme Gram positif	Autre	(-)	(-)	(-)	(-)	CA-			CASFM Vétérinaire	
Pristinamycine										
Staphylococcus										
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 1	2	> 2	BTL				Cc haute non conforme au CASFM	
Quinupristine/dalfopristine										
Enterococcus										
Antibiogramme Gram positif										
AST-P667, AST-P668 (qda01n)	Autre	<= 1	2 - 4	> 4	EUCAST				Cc haute non conforme au CASFM	
Staphylococcus										
Antibiogramme Gram positif										
AST-P667, AST-P668 (qda01n)	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST				Cc haute non conforme au CASFM	
Rifampicine										
Enterococcus										
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 1	2	> 2	CLSI				Cc haute non conforme au CASFM	
Staphylococcus										
Antibiogramme Gram positif										
AST-P667, AST-P668 (ra03n)	Autre	<= 0,0625		> 0,0625	CA-				CSN 2023-386-0	
Aucun type de carte AST défini (ra01n)	Autre									
Streptococcus agalactiae										
Antibiogramme Gram positif										

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 26 oct. 2023 09:55 CEST

AST-P667, AST-P668 (ra03n)	Autre	<= 0,0625		> 0,0625	CA-	CSN 2023-386-0
Aucun type de carte AST défini (ra01n)	Autre					
Streptococcus beta-hemolytic group						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,0625		> 0,0625	CA-	CSN 2023-386-0
Streptococcus pneumoniae						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,125		> 0,125	CA-	CSN 2023-386-0
Roxithromycine						
Enterococcus						
Antibiogramme Gram positif	Autre	(-)	(-)	(-)	CA-	
Ticaraciline						
Acinetobacter						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 16	32 - 64	> 64	CA-	
Enterobacteriaceae						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8	16	> 16	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM
Pseudomonas						
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 16	> 16	CA-	CSN 5024-2
Ticaraciline/acide clavulanique						
Acinetobacter						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 16	32 - 64	> 64	CA-	
Burkholderia cepacia						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 16	32 - 64	> 64	CLSI-O	
Enterobacteriaceae						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8	16	> 16	EUCAST	
Pseudomonas						
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 16	> 16	CA-	CSN 5024-2
Tigecycline						
Citrobacter koseri						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 0,5		> 0,5	CA-	CSN 5181

[illegible]

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 26 oct. 2023 09:55 CEST

Aucun type de carte AST défini (tm02s)	Autre								
Staphylococcus									
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 2				> 2	CA-		CSN 2023-386-0
Triméthoprime									
Enterobacteriaceae									
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 4				> 4	CA-		CSN 5024-2
Staphylococcus									
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 4				> 4	CA-		CSN 5024-2
Triméthoprime/sulfaméthoxazole									
Acinetobacter									
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 40		80		> 80	EUCAST		
Aeromonas									
Antibiogramme Gram négatif									
AST-N233, AST-N234, AST-N240... (sxt02n)	Autre	<= 40		80		> 80	EUCAST		
Aucun type de carte AST défini (sxt01n)	Autre								
Burkholderia cepacia									
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 40				> 40	CLSI-O		
Enterobacteriaceae									
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 40		80		> 80	EUCAST		
Enterococcus									
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 20				> 20	CA-		
Staphylococcus									
Antibiogramme Gram positif									
AST-P667 (sxt02n)	Autre	<= 40		80		> 80	EUCAST		
AST-P668 (sxt04n)	Autre	<= 40		80		> 80	EUCAST		
Stenotrophomonas maltophilia									
Antibiogramme Gram négatif	Autre			<= 80		> 80	CA-		CSN 5024-2
Streptococcus agalactiae									

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 26 oct. 2023 09:55 CEST

Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 20	40	> 40	EUCAST	
Streptococcus beta-hemolytic group						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 20	40	> 40	EUCAST	
Streptococcus pneumoniae						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 20	40	> 40	EUCAST	
Antibiogramme Gram positif						
Aucun type de carte AST défini (sxt01n)	Autre	<= 20	40	> 40	EUCAST	
Tylosine						
Staphylococcus						
Antibiogramme Gram positif	Autre	(-)	(-)	(-)	CA-	CASFM Vétérinaire
Téicoplanine						
Enterococcus						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 2		> 2	EUCAST	
Staphylococcus						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 4		> 4	EUCAST	
Staphylococcus aureus						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 2		> 2	EUCAST	
Streptococcus						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 2		> 2	EUCAST	
Streptococcus agalactiae						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 2		> 2	EUCAST	
Télavancine						
Enterococcus						
Antibiogramme Gram positif	Autre	IE	IE	IE	CA-	
Streptococcus agalactiae						
Antibiogramme Gram positif	Autre	IE	IE	IE	CA-	
Témocilline						
Enterobacteriaceae						

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 26 oct. 2023 09:55 CEST

Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8		> 8	CA-	Cc haute non conforme au CASFM
Escherichia coli						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N372, AST-XN12, AST-XN28 (tem01n)	Autre		<= 16	> 16	CA-	
AST-N372, AST-XN12, AST-XN28 (tem01n)	Urine	<= 8		> 8	CA-	Cc haute non conforme au CASFM
Klebsiella spp						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N372, AST-XN12, AST-XN28 (tem01n)	Autre		<= 16	> 16	CA-	
AST-N372, AST-XN12, AST-XN28 (tem01n)	Urine	<= 8		> 8	CA-	Cc haute non conforme au CASFM
Proteus mirabilis						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N372, AST-XN12, AST-XN28 (tem01n)	Autre		<= 16	> 16	CA-	
AST-N372, AST-XN12, AST-XN28 (tem01n)	Urine	<= 8		> 8	CA-	Cc haute non conforme au CASFM
Raoultella ornithinolytica						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8		> 8	CA-	Cc haute non conforme au CASFM
Raoultella planticola						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8		> 8	CA-	Cc haute non conforme au CASFM
Raoultella terrigena						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8		> 8	CA-	Cc haute non conforme au CASFM
Tétracycline						
Enterococcus						
Antibiogramme Gram positif	Autre	(-)	(-)	(-)	CA-	
Staphylococcus						
Antibiogramme Gram positif						
AST-P668 (te03n)	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM
Streptococcus beta-hemolytic group						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM
Streptococcus pneumoniae						

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 26 oct. 2023 09:55 CEST

Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM
Antibiogramme Gram positif						
Aucun type de carte AST défini (te01n)	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM
Streptococcus viridans group except S.pneumoniae						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 1	2	> 2	CA-	Cc haute non conforme au CASFM
Vancomycine						
Enterococcus						
Antibiogramme Gram positif						
AST-P667, AST-P668 (va04n)	Autre	<= 4		> 4	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (va02n)	Autre	<= 4		> 4	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (va04s)	Autre	<= 4		> 4	EUCAST	
Staphylococcus						
Antibiogramme Gram positif						
AST-P667, AST-P668 (va04n)	Autre	<= 2		> 2	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (va02n)	Autre	<= 2		> 2	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (va04s)	Autre	<= 2		> 2	EUCAST	
Streptococcus						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 2		> 2	EUCAST	
Streptococcus agalactiae						
Antibiogramme Gram positif						
AST-P667, AST-P668 (va04n)	Autre	<= 2		> 2	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (va02n)	Autre	<= 2		> 2	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (va04s)	Autre	<= 2		> 2	EUCAST	
Voriconazole						
Candida						
Antifongigramme	Autre	<= 1	2	> 2	FDA	
Érythromycine						
Enterococcus						

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 26 oct. 2023 09:55 CEST

Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 0,5	1 - 4	> 4	CA-	CSN 2023-259-0 - Cc haute non conforme au CASFM
Staphylococcus						
Antibiogramme Gram positif						
AST-P667, AST-P668 (e05n)	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM
Aucun type de carte AST défini (e02n)	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM
Aucun type de carte AST défini (e02s)	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM
Aucun type de carte AST défini (e05s)	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM
Streptococcus agalactiae						
Antibiogramme Gram positif						
AST-P667, AST-P668 (e05n)	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM
Aucun type de carte AST défini (e02n)	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM
Aucun type de carte AST défini (e02s)	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM
Aucun type de carte AST défini (e05s)	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM
Streptococcus beta-hemolytic group						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM
Streptococcus pneumoniae						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM
Antibiogramme Gram positif						
Aucun type de carte AST défini (e04n)	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM
Streptococcus viridans group except S.pneumoniae						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	CA-	Cc haute non conforme au CASFM