

Informations sur les jeux de paramètres :

Type : Personnalisé  
Nom : CASFM EUCAST 2023 V1.0  
Description : EUCAST Guideline+backfilled and Phenotypic Interpretations  
Base : Global European-based+Phenotypic  
État : Actif

Informations sur les instructions CMI :

Type : Personnalisé  
Nom : Copie de Global European-based  
Base : Global European-based

Informations de filtrage :

Tous

Version d'antibiotique : Masquer tout

Concentration(s) critique(s) :

Germe/Antibiotique/Versio	n d'antibiotique	Catégorie	S	I	R	Origine	Commentaire
Acinetobacter							
Amikacine							
Antibiogramme Gram négatif							
AST-N233, AST-N234, AST-N240...	(an01n)	Autre	<= 8		> 8	CA-	CSN 5024
AST-N436, AST-N441, AST-N442...	(an03n)	Autre	<= 8		> 8	CA-	CSN 5024
Aucun type de carte AST défini	(an03s)	Autre					
Ceftazidime							
Antibiogramme Gram négatif							
AST-N233, AST-N234, AST-N240...	(caz01n)	Autre	<= 8	16	> 16	BTC	
AST-N436, AST-N441, AST-N442...	(caz02n)	Autre	<= 8	16	> 16	CLSI	
Aucun type de carte AST défini	(caz02s)	Autre	<= 8	16	> 16	CLSI	



[illegible]

## Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 26 oct. 2023 09:54 CEST

AST-N436, AST-N441, AST-N442... (caz02n)	Autre	<= 1	2 - 4	> 4	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (caz02s)	Autre	<= 1	2 - 4	> 4	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (caz03n)	Autre					
Ciprofloxacine						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	EUCAST	
Céfépime						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 1	2 - 4	> 4	EUCAST	
Lévofloxacine						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N240, AST-N436, AST-N441... (lev02n)	Autre	<= 0,5	1	> 1	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (lev01n)	Autre					
Triméthoprim/sulfaméthoxazole						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N233, AST-N234, AST-N240... (sxt02n)	Autre	<= 40	80	> 80	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (sxt01n)	Autre					
Burkholderia cepacia						
Ceftazidime						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N233, AST-N234, AST-N240... (caz01n)	Autre	<= 8	16	> 16	BTC	
AST-N436, AST-N441, AST-N442... (caz02n)	Autre	<= 8	16	> 16	CLSI-O	
Aucun type de carte AST défini (caz02s)	Autre	<= 8	16	> 16	CLSI-O	
Aucun type de carte AST défini (caz03n)	Autre	<= 8	16	> 16	CLSI-O	
Aucun type de carte AST défini (caz03s)	Autre	<= 8	16	> 16	CLSI-O	
Chloramphénicol						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8	16	> 16	CLSI-O	
Lévofloxacine						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 2	4	> 4	CLSI-O	
Minocycline						

Antibiogramme Gram négatif										
Aucun type de carte AST défini (mno01n)	Autre		<= 4	8	> 8	CLSI				
Aucun type de carte AST défini (mno02n)	Autre		<= 4	8	> 8	CA-				
Méropénème										
Antibiogramme Gram négatif										
AST-N240, AST-N443, AST-XN12... (mem02n)	Autre		<= 4	8	> 8	CA-			Validé dans Gram negative bacilli	
Aucun type de carte AST défini (mem01n)	Autre		<= 4	8	> 8	CA-			Validé dans Gram negative bacilli	
Ticarcilline/acide clavulanique										
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 16	32 - 64	> 64	CLSI-O				
Triméthoprime/sulfaméthoxazole										
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 40		> 40	CLSI-O				
Candida										
Amphotéricine B										
Antifongogramme	Autre		<= 1	2	> 2	Littérature				
Caspofungine										
Antifongogramme										
AST-YS08 (cas02n)	Autre		<= 2			FDA				
Aucun type de carte AST défini (cas01n)	Autre		<= 2			BTC				
Fluconazole										
Antifongogramme										
Aucun type de carte AST défini (flu01n)	Autre		<= 8	16 - 32	> 32	FDA				
Flucytosine										
Antifongogramme	Autre		<= 4	8 - 16	> 16	FDA				
Micafungine										
Antifongogramme										
Aucun type de carte AST défini (mcf01n)	Autre		<= 2			BTL				
Voriconazole										
Antifongogramme	Autre		<= 1	2	> 2	FDA				

[illegible]

Caspofungine									
Antifongogramme									
AST-YS08 (cas02n)	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	CLSI-O				
Micafungine									
Antifongogramme									
AST-YS08 (mcf02n)	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	CLSI				
Candida parapsilosis									
Caspofungine									
Antifongogramme									
AST-YS08 (cas02n)	Autre	<= 2	4	> 4	CLSI-O				
Fluconazole									
Antifongogramme									
AST-YS08 (flu02n)	Autre	<= 2	4	> 4	CLSI-O				
Micafungine									
Antifongogramme									
AST-YS08 (mcf02n)	Autre	<= 2	4	> 4	CLSI				
Candida tropicalis									
Caspofungine									
Antifongogramme									
AST-YS08 (cas02n)	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	CLSI-O				
Fluconazole									
Antifongogramme									
AST-YS08 (flu02n)	Autre	<= 2	4	> 4	CLSI-O				
Micafungine									
Antifongogramme									
AST-YS08 (mcf02n)	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	CLSI				
Citrobacter koseri									
Tigecycline									

## Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 26 oct. 2023 09:54 CEST

Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 0,5	> 0,5	CA-	CSN 5181	
Cryptococcus neoformans						
Amphotéricine B						
Antifongogramme	Autre	<= 1	2	> 2	Littérature	
Fluconazole						
Antifongogramme						
Aucun type de carte AST défini (flu01n)	Autre					
Flucytosine						
Antifongogramme	Autre					
Enterobacteriaceae						
Acide nalidixique						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 16	> 16	CA-		
Amikacine						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N233, AST-N234, AST-N240... (an01n)	Autre	<= 8	> 8	CA-	CSN 5024	
AST-N436, AST-N441, AST-N442... (an03n)	Autre	<= 8	> 8	CA-	CSN 5024	
Aucun type de carte AST défini (an03s)	Autre					
Amoxicilline						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8	> 8	EUCAST		
Amoxicilline/acide clavulanique						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N233, AST-N234 (amc01n)	Autre	<= 8	> 8	EUCAST		
AST-N233, AST-N234 (amc01n)	Urine	<= 16	> 16	Fabricant	Cc non conformes au CASFM	
AST-N372 (amc02n)	Autre	<= 8	> 8	EUCAST		
AST-N372 (amc02n)	Urine	<= 16	> 16	Fabricant	Cc non conformes au CASFM	
AST-N436, AST-N441, AST-N442 (amc03n)	Autre	<= 8	> 8	EUCAST		
AST-N436, AST-N441, AST-N442 (amc03n)	Urine	<= 32	> 32	EUCAST		
Ampicilline						



## Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 26 oct. 2023 09:54 CEST

Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8		> 8	EUCAST	
Aztréonam						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 1	2 - 4	> 4	EUCAST	
Cefquinome						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 2	4	> 4	CA-	CASFM Vétérinaire
Ceftazidime						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 1	2 - 4	> 4	EUCAST	
Ceftazidime/Avibactam						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N443, AST-XN12, AST-XN28 (cza02n)	Autre	<= 8		> 8	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (cza01n)	Autre	<= 8		> 8	FDA	
Aucun type de carte AST défini (cza02s)	Autre	<= 8		> 8	EUCAST	
Ceftiofur						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 2	4	> 4	CA-	CASFM Vétérinaire
Ceftolozane/Tazobactam						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N443, AST-XN12, AST-XN28 (ct01n)	Autre	<= 2		> 2	CA-	CSN 5024
Aucun type de carte AST défini (ct01s)	Autre					
Ceftriaxone						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST	
Chloramphénicol						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 16		> 16	CA-	ECOFF
Ciprofloxacine						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	EUCAST	
Colistine						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 2		> 2	EUCAST	
Céfadroxil						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 16		> 16	EUCAST	

# Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 26 oct. 2023 09:54 CEST

[illegible]

[illegible]

# Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 26 oct. 2023 09:54 CEST

Pipéracilline											
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 8			> 8	CA-			CSN 2023-386-0	
Pipéracilline/tazobactam											
Antibiogramme Gram négatif											
AST-N233, AST-N234, AST-N240... (tzp03n)	Autre		<= 8	16	> 16	EUCAST			Cc haute non conforme au CASFM		
Aucun type de carte AST défini (tzp01n)	Autre		<= 8	16	> 16	EUCAST			Cc haute non conforme au CASFM		
Aucun type de carte AST défini (tzp03s)	Autre		<= 8	16	> 16	EUCAST			Cc haute non conforme au CASFM		
Pradofloxacin											
Antibiogramme Gram négatif	Autre		(-)	(-)	(-)	CA-			CASFM Vétérinaire		
Ticarcliline											
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 8	16	> 16	EUCAST			Cc haute non conforme au CASFM		
Ticarcliline/acide clavulanique											
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 8	16	> 16	EUCAST					
Tobramycine											
Antibiogramme Gram négatif											
AST-N233, AST-N240 (tm01n)	Autre		<= 2		> 2	CA-			CSN 5024		
AST-N441, AST-N443 (tm02n)	Autre		<= 2		> 2	CA-			CSN 5024		
Aucun type de carte AST défini (tm02s)	Autre										
Triméthoprime											
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 4		> 4	CA-			CSN 5024-2		
Triméthoprime/sulfaméthoxazole											
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 40	80	> 80	EUCAST					
Témocilline											
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 8		> 8	CA-			Cc haute non conforme au CASFM		
Enterococcus											
Amoxicilline											
Antibiogramme Gram positif											
Aucun type de carte AST défini (amx01d)	Autre		<= 4	8	> 8	EUCAST					



Version de la base de connaissances: 09.03 - 26 oct. 2023 09:40:12



Version de la base de connaissances: 09.03 - 26 oct. 2023 09:40:12



## Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 26 oct. 2023 09:54 CEST

Antibiogramme Gram négatif	Autre	(-)	(-)	(-)	CA-	CASFM Vétérinaire
Pasteurella multocida						
Ciprofloxacine						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N233, AST-N234, AST-N240 (cip01n)	Autre					
AST-N436, AST-N441, AST-N443 (cip02n)	Autre	<= 0,0625		> 0,0625	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (cip02s)	Autre	<= 0,0625		> 0,0625	EUCAST	
Doxycycline						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 1		> 1	EUCAST	
Proteus						
Imipénème						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N233, AST-N234, AST-N240... (ipm04n)	Autre		<= 4	> 4	CA-	CSN 4911
AST-N443 (ipm05n)	Autre		<= 4	> 4	CA-	CSN 4911
Aucun type de carte AST défini (ipm01n)	Autre		<= 4	> 4	CA-	CSN 4911
Proteus mirabilis						
Céfuroxime						
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 8	> 8	CA-	CSN 2023-386-0
Céfuroxime axétil						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8		> 8	CA-	CSN 2023-386-0
Témocilline						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N372, AST-XN12, AST-XN28 (tem01n)	Autre		<= 16	> 16	CA-	
AST-N372, AST-XN12, AST-XN28 (tem01n)	Urine	<= 8		> 8	CA-	Cc haute non conforme au CASFM
Providencia						
Imipénème						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N233, AST-N234, AST-N240... (ipm04n)	Autre		<= 4	> 4	CA-	CSN 4911

## Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 26 oct. 2023 09:54 CEST

AST-N443 (ipm05n)	Autre			<= 4	> 4	CA-	CSN 4911
Aucun type de carte AST défini (ipm01n)	Autre			<= 4	> 4	CA-	CSN 4911
Pseudomonas							
Amikacine							
Antibiogramme Gram négatif							
AST-N233, AST-N234, AST-N240... (an01n)	Autre		<= 16		> 16	CA-	
AST-N436, AST-N441, AST-N442... (an03n)	Autre		<= 16		> 16	CA-	CSN 5024
Aucun type de carte AST défini (an03s)	Autre						
Aztréonam							
Antibiogramme Gram négatif							
AST-N240, AST-N443, AST-XN12... (atm01n)	Autre			<= 16	> 16	CA-	CSN 5024-2
Aucun type de carte AST défini (atm01s)	Autre						
Ceftazidime							
Antibiogramme Gram négatif							
AST-N233, AST-N234, AST-N240... (caz01n)	Autre			<= 8	> 8	CA-	CSN 5024-2
AST-N436, AST-N441, AST-N442... (caz02n)	Autre			<= 8	> 8	CA-	CSN 5024-2
Aucun type de carte AST défini (caz02s)	Autre						
Aucun type de carte AST défini (caz03n)	Autre			<= 8	> 8	CA-	CSN 5024-2
Aucun type de carte AST défini (caz03s)	Autre						
Ceftolozane/Tazobactam							
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 4		> 4	EUCAST	
Ciprofloxacine							
Antibiogramme Gram négatif							
AST-N233, AST-N234, AST-N240 (cip01n)	Autre			<= 0,5	> 0,5	CA-	CSN 5024-2
AST-N436, AST-N441, AST-N443 (cip02n)	Autre			<= 0,5	> 0,5	CA-	CSN 5024-2
Aucun type de carte AST défini (cip02s)	Autre						
Colistine							
Antibiogramme Gram négatif							

Rapport AES sur les concentrations critiques

AST-N240 (cs01n)	Autre	<= 2		> 2	Fabricant	Performances validées dans versions antérieures
Céfépime						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N240 (fep02n)	Autre		<= 8	> 8	CA-	CSN 5024-2
AST-N436, AST-N441, AST-N442... (fep03n)	Autre		<= 8	> 8	CA-	CSN 5024-2
Aucun type de carte AST défini (fep03s)	Autre					
Ertapénème						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	(-)	(-)	(-)	CA-	
Gentamicine						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	IE	IE	IE	CA-	
Imipénème						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N233, AST-N234, AST-N240... (ipm04n)	Autre		<= 4	> 4	CA-	CSN 4911
AST-N443 (ipm05n)	Autre		<= 4	> 4	CA-	CSN 4911
Aucun type de carte AST défini (ipm04s)	Autre					
Aucun type de carte AST défini (ipm05s)	Autre					
Lévofloxacine						
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 1	> 1	CA-	CSN 5024-2
Méropénème						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 2	4 - 8	> 8	EUCAST	
Pipéracilline						
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 16	> 16	CA-	CSN 5024-2
Pipéracilline/tazobactam						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N233, AST-N234, AST-N240... (tzp03n)	Autre		<= 16	> 16	CA-	CSN 5024-2
Aucun type de carte AST défini (tzp01n)	Autre					
Aucun type de carte AST défini (tzp03s)	Autre					
Ticarclilline						

## Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 26 oct. 2023 09:54 CEST

Antibiogramme Gram négatif	Autre			<= 16	> 16	CA-	CSN 5024-2	
Ticarcilline/acide clavulanique								
Antibiogramme Gram négatif	Autre			<= 16	> 16	CA-	CSN 5024-2	
Tobramycine								
Antibiogramme Gram négatif								
AST-N233, AST-N240 (tm01n)	Autre		<= 2		> 2	CA-	CSN 5024	
AST-N441, AST-N443 (tm02n)	Autre		<= 2		> 2	CA-	CSN 5024	
Aucun type de carte AST défini (tm02s)	Autre							
Pseudomonas aeruginosa								
Ceftazidime/Avibactam								
Antibiogramme Gram négatif								
AST-N443, AST-XN12, AST-XN28 (cza02n)	Autre		<= 8		> 8	EUCAST		
Aucun type de carte AST défini (cza01n)	Autre		<= 8		> 8	FDA		
Aucun type de carte AST défini (cza02s)	Autre		<= 8		> 8	EUCAST		
Colistine								
Antibiogramme Gram négatif								
AST-N443, AST-XN28 (cs02n)	Autre		<= 2		> 2	EUCAST		
Imipenem/Relebactam								
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 2		> 2	CA-	CSN 5024-2	
Meropenem/Vaborbactam								
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 8		> 8	EUCAST		
Méropénème								
Antibiogramme Gram négatif								
AST-N240, AST-N443, AST-XN12... (mem02n)	Autre		<= 2	4 - 8	> 8	CA-		
AST-N240, AST-N443, AST-XN12... (mem02n)	Méningite		<= 2		> 2	CA-	CSN 2022-158-0	
Aucun type de carte AST défini (mem01n)	Autre		<= 2	4 - 8	> 8	CA-		
Aucun type de carte AST défini (mem01n)	Méningite							
Aucun type de carte AST défini (mem02s)	Autre		<= 2	4 - 8	> 8	CA-		

## Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 26 oct. 2023 09:54 CEST

Aucun type de carte AST défini (mem02s)	Méningite							
Raoultella ornithinolytica								
Témocilline								
Antibiogramme Gram négatif	Autre						> 8	CA- Cc haute non conforme au CASFM
Raoultella planticola								
Témocilline								
Antibiogramme Gram négatif	Autre							
Raoultella terrigena								
Témocilline								
Antibiogramme Gram négatif	Autre							
Salmonella								
Ciprofloxacine								
Antibiogramme Gram négatif								
AST-N436, AST-N441, AST-N443 (cip02n)	Autre						> 0,0625	EUCAST
Aucun type de carte AST défini (cip02s)	Autre							
Staphylococcus								
Acide fusidique								
Antibiogramme Gram positif	Autre							
Ciprofloxacine								
Antibiogramme Gram positif								
AST-P667 (cip01n)	Autre							
Clindamycine								
Antibiogramme Gram positif	Autre							
Céfovecine								
Antibiogramme Gram positif	Autre							
Daptomycine								
Antibiogramme Gram positif	Autre							
Enrofloxacin								

## Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 26 oct. 2023 09:54 CEST

Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 0,5	1 - 2	> 2	CA-	Vétérinaire
Fosfomycine						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 32		> 32	EUCAST	
Gentamicine						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 2		> 2	CA-	CSN 2023-386-0
Kanamycine						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 8		> 8	CA-	
Linézolide						
Antibiogramme Gram positif						
AST-P667, AST-P668 (lnz02n)	Autre	<= 4		> 4	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (lnz02s)	Autre	<= 4		> 4	EUCAST	
Lévofloxacine						
Antibiogramme Gram positif						
AST-P667, AST-P668 (lev01n)	Autre		<= 1	> 1	CA-	CSN 5024-2
Aucun type de carte AST défini (lev02n)	Autre					
Marbofloxacine						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 1	2	> 2	CA-	Vétérinaire
Minocycline						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 0,5		> 0,5	CA-	CSN 5024-2
Moxifloxacine						
Antibiogramme Gram positif						
Aucun type de carte AST défini (mx01n)	Autre					
Aucun type de carte AST défini (mx02n)	Autre	<= 0,25		> 0,25	CA-	MAR 4293
Nitrofurantoïne						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 64		> 64	CA-	CSN 2023-259-0
Néomycine						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 8	16	> 16	CA-	CASFM Vétérinaire
Oxacilline						

## Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 26 oct. 2023 09:54 CEST

Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 0,25		> 0,25	EUCAST	
Pradofloxacin						
Antibiogramme Gram positif	Autre	(-)	(-)	(-)	CA-	CASFM Vétérinaire
Pristinamycine						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 1	2	> 2	BTL	Cc haute non conforme au CASFM
Quinupristine/dalfopristine						
Antibiogramme Gram positif						
AST-P667, AST-P668 (qda01n)	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM
Rifampicine						
Antibiogramme Gram positif						
AST-P667, AST-P668 (ra03n)	Autre	<= 0,0625		> 0,0625	CA-	CSN 2023-386-0
Aucun type de carte AST défini (ra01n)	Autre					
Tigecycline						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 0,5		> 0,5	EUCAST	
Tobramycine						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 2		> 2	CA-	CSN 2023-386-0
Triméthoprim						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 4		> 4	CA-	CSN 5024-2
Triméthoprim/sulfaméthoxazole						
Antibiogramme Gram positif						
AST-P667 (sxt02n)	Autre	<= 40	80	> 80	EUCAST	
AST-P668 (sxt04n)	Autre	<= 40	80	> 80	EUCAST	
Tylosine						
Antibiogramme Gram positif	Autre	(-)	(-)	(-)	CA-	CASFM Vétérinaire
Téicoplanine						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 4		> 4	EUCAST	
Tétracycline						
Antibiogramme Gram positif						

## Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 26 oct. 2023 09:54 CEST

AST-P668 (te03n)	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM	
Vancomycine							
Antibiogramme Gram positif							
AST-P667, AST-P668 (va04n)	Autre	<= 2		> 2	EUCAST		
Aucun type de carte AST défini (va02n)	Autre	<= 2		> 2	EUCAST		
Aucun type de carte AST défini (va04s)	Autre	<= 2		> 2	EUCAST		
Érythromycine							
Antibiogramme Gram positif							
AST-P667, AST-P668 (e05n)	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM	
Aucun type de carte AST défini (e02n)	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM	
Aucun type de carte AST défini (e02s)	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM	
Aucun type de carte AST défini (e05s)	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM	
Staphylococcus aureus							
Benzylpénicilline							
Antibiogramme Gram positif							
Aucun type de carte AST défini (p04n)	Autre	<= 0,125		> 0,125	EUCAST		
Aucun type de carte AST défini (p05n)	Autre	<= 0,125		> 0,125	EUCAST		
Aucun type de carte AST défini (p05s)	Autre	<= 0,125		> 0,125	EUCAST		
Ceftobiprole							
Antibiogramme Gram positif							
Aucun type de carte AST défini (bpr01n)	Autre	<= 2		> 2	EUCAST		
Céftaroline							
Antibiogramme Gram positif							
Aucun type de carte AST défini (ctr02n)	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST		
Aucun type de carte AST défini (ctr02n)	Pneumonie	<= 1		> 1	EUCAST		
Aucun type de carte AST défini (ctr02s)	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST		
Aucun type de carte AST défini (ctr02s)	Pneumonie	<= 1		> 1	EUCAST		
Moxifloxacin							



[illegible]

Page 26 sur 34

## Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 26 oct. 2023 09:54 CEST

AST-P667, AST-P668 (lev01n)	Autre			<= 2	> 2	CA-	CSN 5024-2	
Marbofloxacin								
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 1	2	> 2	CA-	CASFM Vétérinaire		
Minocycline								
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 0,5		> 0,5	CA-	CSN 5024-2		
Moxifloxacin								
Antibiogramme Gram positif								
Aucun type de carte AST défini (mx02n)	Autre	<= 0,5		> 0,5	EUCAST			
Aucun type de carte AST défini (mx02s)	Autre	<= 0,5		> 0,5	EUCAST			
Nitrofurantoin								
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 64		> 64	EUCAST			
Rifampicine								
Antibiogramme Gram positif								
AST-P667, AST-P668 (ra03n)	Autre	<= 0,0625		> 0,0625	CA-	CSN 2023-386-0		
Aucun type de carte AST défini (ra01n)	Autre							
Tigecycline								
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 0,125		> 0,125	CA-	CSN 4911		
Triméthoprim/sulfaméthoxazole								
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 20	40	> 40	EUCAST			
Téicoplanine								
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 2		> 2	EUCAST			
Télavancine								
Antibiogramme Gram positif	Autre	IE	IE	IE	CA-			
Vancomycine								
Antibiogramme Gram positif								
AST-P667, AST-P668 (va04n)	Autre	<= 2		> 2	EUCAST			
Aucun type de carte AST défini (va02n)	Autre	<= 2		> 2	EUCAST			
Aucun type de carte AST défini (va04s)	Autre	<= 2		> 2	EUCAST			

Version de la base de connaissances: 09.03 - 26 oct. 2023 09:40:12

---

Page 28 sur 34

## Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 26 oct. 2023 09:54 CEST

Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM
Érythromycine						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM
Streptococcus pneumoniae						
Amoxicilline						
Antibiogramme Gram positif						
Aucun type de carte AST défini (amx01d)	Autre	<= 0,5	1 - 2	> 2	Fabricant	Cc basse non conforme au CASFM - Cc ajoutées pour déduction
Aucun type de carte AST défini (amx01d)	Méningite	<= 0,5		> 0,5	Fabricant	Cc ajoutées pour déduction
Aucun type de carte AST défini (amx01d)	Oral	<= 0,5	1	> 1	Fabricant	Cc ajoutées pour déduction
Aucun type de carte AST défini (amx01n)	Autre	<= 0,5	1 - 2	> 2	BTL	Cc basse non conforme au CASFM - Cc ajoutées pour déduction
Aucun type de carte AST défini (amx01n)	Méningite	<= 0,5		> 0,5	Fabricant	Cc ajoutées pour déduction
Aucun type de carte AST défini (amx01n)	Oral	<= 0,5	1	> 1	Fabricant	Cc ajoutées pour déduction
Aucun type de carte AST défini (amx03n)	Autre	<= 0,5	1 - 2	> 2	BTL	Cc basse non conforme au CASFM
Aucun type de carte AST défini (amx03n)	Méningite	<= 0,5		> 0,5	CA-	CSN 2022-158-0
Aucun type de carte AST défini (amx03n)	Oral	<= 0,5	1	> 1	CA-	CSN 4911
Ampicilline						
Antibiogramme des streptocoques						
AST-ST03 (am01n)	Autre	<= 0,5	1	> 1	CA-	CSN 2022-158-0
AST-ST03 (am01n)	Méningite	<= 0,5		> 0,5	CA-	CSN 2022-158-0
Benzylpénicilline						
Antibiogramme des streptocoques						
AST-ST03 (p01n)	Autre	<= 0,0625	0,125 - 2	> 2	EUCAST	
AST-ST03 (p01n)	Méningite	<= 0,0625		> 0,0625	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (p01s)	Autre	<= 0,0625	0,125 - 2	> 2	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (p01s)	Méningite	<= 0,0625		> 0,0625	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (p01s)	Pneumonie	<= 0,0625	0,125 - 2	> 2	EUCAST	

Version de la base de connaissances: 09.03 - 26 oct. 2023 09:40:12



Page 32 sur 34



# Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 26 oct. 2023 09:54 CEST

	Antibiogramme Gram positif			<= 1	2	> 2	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM
	Aucun type de carte AST défini (te01n)	Autre						
	Érythromycine							
	Antibiogramme des streptocoques	Autre		<= 0,25	0,5	> 0,5	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM
	Antibiogramme Gram positif							
	Aucun type de carte AST défini (e04n)	Autre		<= 0,25	0,5	> 0,5	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM
	Streptococcus viridans group except S.pneumoniae							
	Amoxicilline							
	Antibiogramme des streptocoques	Autre		<= 0,5	1 - 2	> 2	EUCAST	
	Ampicilline							
	Antibiogramme des streptocoques	Autre		<= 0,5	1 - 2	> 2	EUCAST	
	Benzylpénicilline							
	Antibiogramme des streptocoques	Autre		<= 0,25	0,5 - 2	> 2	EUCAST	
	Ceftriaxone							
	Antibiogramme des streptocoques	Autre		<= 0,5		> 0,5	EUCAST	
	Chloramphénicol							
	Antibiogramme des streptocoques	Autre		(-)	(-)	(-)	CA-	
	Clindamycine							
	Antibiogramme des streptocoques	Autre		<= 0,5		> 0,5	EUCAST	
	Céfotaxime							
	Antibiogramme des streptocoques	Autre		<= 0,5		> 0,5	EUCAST	
	Ertapénème							
	Antibiogramme des streptocoques	Autre		<= 0,5		> 0,5	EUCAST	
	Imipénème							
	Antibiogramme des streptocoques	Autre		<= 2		> 2	EUCAST	
	Linézolid							
	Antibiogramme des streptocoques	Autre		IE	IE	IE	CA-	
	Moxifloxacine							

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 26 oct. 2023 09:54 CEST

Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,5		> 0,5	CA-	ECOFF	
Méropénème							
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 2		> 2	EUCAST		
Tigecycline							
Antibiogramme des streptocoques	Autre	IE	IE	IE	CA-		
Tétracycline							
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 1	2	> 2	CA-	Cc haute non conforme au CASFM	
Érythromycine							
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	CA-	Cc haute non conforme au CASFM	