



2025 年 7 月

お客様 各位

バイオメリュー・ジャパン株式会社

## API 20 E の納期遅延による API 50 CH 使用における注意のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

API 20 E につきまして、現在、製造上の問題に起因した納期遅延が発生しております。本件に関し、ご迷惑をおかけいたしますこと心よりお詫び申し上げますとともに、ご理解賜りますよう、何卒お願い申し上げます。

また、API 20 E は、API 50 CH を用いた同定試験において併用いただくケースがございますが、同製品の欠品により、API 50 CH での同定菌種に影響が生じますので、ご注意をいただけますようお願い申し上げます。

本件に関し、ご迷惑をおかけしますことを重ねてお詫び申し上げます。

謹白

### 記

#### 【納期遅延の対象製品】

品番	統一商品コード	品名	包装
20100	585201076	API 20 E	25 回

#### 【API 20 E との併用ができないことにより影響を受ける製品】

品番	統一商品コード	品名	包装
50300	585503071	API 50CH	10 回

#### 【API 50 CH での同定試験への影響】

- Bacillus* 属および関連菌種の同定：API 20 E の併用は任意となっております。API50CH のみで同定試験を行っていただきますようお願いいたします。
- 腸内細菌科の同定：API 20 E の併用は必須となります。本目的での API 50 CH の使用はできません。

#### 【腸内細菌科の同定試験に使用可能な製品】

下記の製品が使用可能です。また、納期遅延の対象製品の代替製品としてもご案内しております。

品番	統一商品コード	品名	包装
32400	585324072	ID 32 E	25 回

#### 【製品に関するお問い合わせ先】

産業事業本部

フリーダイヤル: 0120-022-328

Email: [biomerieux-jp.industry@biomerieux.com](mailto:biomerieux-jp.industry@biomerieux.com)

受付時間: 月曜～金曜(祝祭日を除く)9:00～17:30

バイオメリュー・ジャパン株式会社