



APIWEB™

アピウェブ

API® & ID32 IDENTIFICATION DATABASES

菌名検索用インターネットサービス アピウェブは、API®/ID32シリーズの目視判定結果から同定菌名を得るための専用システムです。

1つのアカウントから全ストリップのデータベースにアクセス可能で、データベースは随時アップデートされます。

インターネットベースであるため、常に最新のデータベースに、いつでもどこでもアクセスすることが可能です。

PIONEERING DIAGNOSTICS




USER FRIENDLY

- 日本語画面で簡単操作
- インターネットで24時間365日、いつでもどこからでもアクセス可能
- 各ストリップの色見本を掲載



- 測定原理や各ストリップに関する情報(テクニカルブローシャー)を提供



HIGH PERFORMANCE

- アピウェブのAPI®/ID32の最新データベースは随時アップデートされ、約700菌種の細菌と酵母が同定可能
- 結果には同定菌名以外の多くの関連情報を表示

■ 同定菌名：以下の2つの数値に基づいて表示

- ① ID%：同定確立
- ② T値：典型的な生化学性状パターンとの一致度合いを示す指数

■ 補足情報や追加試験内容など

SECURITY

- 個別のアクセスコードを使用
- データを暗号化し、安全性・機密性を確保
- 随時メンテナンスを実施

品番	品名	備考
424275	アピウェブ ライセンス	ライセンスナンバーシートの提供

製造販売元

バイオメリーュー・ジャパン株式会社 産業事業本部

〒107-0052 東京都港区赤坂二丁目17番7号 赤坂溜池タワー2F
http://www.biomerieux.co.jp

営業関連のお問い合わせ Tel: 03 6731 9030 ・ Fax: 03 6834 2667
学術的なお問い合わせ Tel: 0120 022 328

BIOMÉRIEUX ID SOLUTION

バイオメリーューによる同定検査へのソリューション

