

Informations sur les jeux de paramètres :

Type : Personnalisé
Nom : CASFM EUCAST 2022 V1.0
Description : EUCAST Guideline+backfilled and Phenotypic Interpretations
Base : Global European-based+Phenotypic
État : Actif

Informations sur les instructions CMI :

Type : Personnalisé
Nom : Copie de Global European-based
Base : Global European-based

Informations de filtrage :

Tous
Version d'antibiotique : Masquer tout

Concentration(s) critique(s) :

Germe/Antibiotique	Version d'antibiotique	Catégorie	S	I	R	Origine	Commentaire
Acinetobacter							
Amikacine							
Antibiogramme Gram négatif							
AST-N233, AST-N234, AST-N240...	(an01n)	Autre	<= 8		> 8	CA-	CSN 5024
AST-N436 (an03n)		Autre	<= 8		> 8	CA-	CSN 5024
Aucun type de carte AST défini (an03s)		Autre					
Ceftazidime							
Antibiogramme Gram négatif							
AST-N233, AST-N234, AST-N240...	(caz01n)	Autre	<= 8	16	> 16	BTC	
AST-N436 (caz02n)		Autre	<= 8	16	> 16	CLSI	
Aucun type de carte AST défini (caz02s)		Autre	<= 8	16	> 16	CLSI	

Page 2 sur 35

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 20 avr. 2023 10:38 CEST

Antibiogramme Gram négatif	Autre	(-)	(-)	(-)	CA-	
Méropénème						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N240, AST-XN12 (mem02n)	Autre	<= 2	4 - 8	> 8	EUCAST	
AST-N240, AST-XN12 (mem02n)	Méningite	<= 2		> 2	CA-	CSN 2022-158-0
Aucun type de carte AST défini (mem01n)	Autre	<= 2	4 - 8	> 8	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (mem01n)	Méningite					
Aucun type de carte AST défini (mem02s)	Autre	<= 2	4 - 8	> 8	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (mem02s)	Méningite					
Pipéracilline						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 16	32 - 64	> 64	CA-	
Pipéracilline/tazobactam						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N233, AST-N234, AST-N240... (tzp03n)	Autre	<= 16	32 - 64	> 64	CA-	
Aucun type de carte AST défini (tzp01n)	Autre	<= 16	32 - 64	> 64	CA-	
Aucun type de carte AST défini (tzp03s)	Autre	<= 16	32 - 64	> 64	CA-	
Ticarcilline						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 16	32 - 64	> 64	CA-	
Ticarcilline/acide clavulanique						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 16	32 - 64	> 64	CA-	
Tobramycine						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 4		> 4	EUCAST	
Triméthoprim/sulfaméthoxazole						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 40	80	> 80	EUCAST	
Aeromonas						
Aztréonam						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 1	2 - 4	> 4	EUCAST	
Ceftazidime						

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 20 avr. 2023 10:38 CEST

Antibiogramme Gram négatif									
AST-N233, AST-N234, AST-N240... (caz01n)	Autre		<= 1	2 - 4	> 4			EUCAST	
AST-N436 (caz02n)	Autre		<= 1	2 - 4	> 4			EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (caz02s)	Autre		<= 1	2 - 4	> 4			EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (caz03n)	Autre								
Ciprofloxacine									
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 0,25	0,5	> 0,5			EUCAST	
Céfépime									
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 1	2 - 4	> 4			EUCAST	
Lévofloxacine									
Antibiogramme Gram négatif									
AST-N240, AST-N436, AST-XN12 (lev02n)	Autre		<= 0,5	1	> 1			EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (lev01n)	Autre								
Triméthoprime/sulfaméthoxazole									
Antibiogramme Gram négatif									
AST-N233, AST-N234, AST-N240... (sxt02n)	Autre		<= 40	80	> 80			EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (sxt01n)	Autre								
Burkholderia cepacia									
Ceftazidime									
Antibiogramme Gram négatif									
AST-N233, AST-N234, AST-N240... (caz01n)	Autre		<= 8	16	> 16			BTC	
Chloramphénicol									
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 8	16	> 16			CLSI-O	
Lévofloxacine									
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 2	4	> 4			CLSI-O	
Minocycline									
Antibiogramme Gram négatif									
Aucun type de carte AST défini (mno01n)	Autre		<= 4	8	> 8			CLSI	

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 20 avr. 2023 10:38 CEST

Aucun type de carte AST défini (mno02n)	Autre	<= 4	8	> 8	CA-	
Méropénème						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-N240, AST-XN12 (mem02n)	Autre	<= 4	8	> 8	CA-	Validé dans Gram negative bacilli
Aucun type de carte AST défini (mem01n)	Autre	<= 4	8	> 8	CA-	Validé dans Gram negative bacilli
Ticarcilline/acide clavulanique						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 16	32 - 64	> 64	CLSI-O	
Triméthoprime/sulfaméthoxazole						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 40		> 40	CLSI-O	
Candida						
Amphotéricine B						
Antifongogramme	Autre	<= 1	2	> 2	Littérature	
Caspofungine						
Antifongogramme						
AST-YS08 (cas02n)	Autre	<= 2			FDA	
Aucun type de carte AST défini (cas01n)	Autre	<= 2			BTC	
Fluconazole						
Antifongogramme						
Aucun type de carte AST défini (flu01n)	Autre	<= 8	16 - 32	> 32	FDA	
Flucytosine						
Antifongogramme	Autre	<= 4	8 - 16	> 16	FDA	
Micafungine						
Antifongogramme						
Aucun type de carte AST défini (mcf01n)	Autre	<= 2			BTB	
Voriconazole						
Antifongogramme	Autre	<= 1	2	> 2	FDA	
Candida albicans						
Caspofungine						

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 20 avr. 2023 10:38 CEST

Antifongogramme										
AST-YS08 (cas02n)	Autre		<= 0,25	0,5	> 0,5	CLSI-O				
Fluconazole										
Antifongogramme										
AST-YS08 (flu02n)	Autre		<= 2	4	> 4	CLSI-O				
Micafungine										
Antifongogramme										
AST-YS08 (mcf02n)	Autre		<= 0,25	0,5	> 0,5	CLSI				
Candida glabrata										
Caspofungine										
Antifongogramme										
AST-YS08 (cas02n)	Autre		<= 0,125	0,25	> 0,25	CLSI-O				
Fluconazole										
Antifongogramme										
AST-YS08 (flu02n)	Autre		<= 32		> 32	CLSI-O				
Micafungine										
Antifongogramme										
AST-YS08 (mcf02n)	Autre		<= 0,0625	0,125	> 0,125	CLSI				
Candida guilliermondii										
Caspofungine										
Antifongogramme										
AST-YS08 (cas02n)	Autre		<= 2	4	> 4	CLSI-O				
Micafungine										
Antifongogramme										
AST-YS08 (mcf02n)	Autre		<= 2	4	> 4	CLSI				
Candida krusei										
Caspofungine										
Antifongogramme										

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 20 avr. 2023 10:38 CEST

AST-YS08 (cas02n)	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	CLSI-O	
Micafungine						
Antifongogramme						
AST-YS08 (mcf02n)	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	CLSI	
Candida parapsilosis						
Caspofungine						
Antifongogramme						
AST-YS08 (cas02n)	Autre	<= 2	4	> 4	CLSI-O	
Fluconazole						
Antifongogramme						
AST-YS08 (flu02n)	Autre	<= 2	4	> 4	CLSI-O	
Micafungine						
Antifongogramme						
AST-YS08 (mcf02n)	Autre	<= 2	4	> 4	CLSI	
Candida tropicalis						
Caspofungine						
Antifongogramme						
AST-YS08 (cas02n)	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	CLSI-O	
Fluconazole						
Antifongogramme						
AST-YS08 (flu02n)	Autre	<= 2	4	> 4	CLSI-O	
Micafungine						
Antifongogramme						
AST-YS08 (mcf02n)	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	CLSI	
Citrobacter koseri						
Tigecycline						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 0,5		> 0,5	CA-	CSN 5181
Cryptococcus neoformans						

[illegible]

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 20 avr. 2023 10:38 CEST

Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 1	2 - 4	> 4	EUCAST	
Cefquinome						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 2	4	> 4	CA-	CASFM Vétérinaire
Ceftazidime						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 1	2 - 4	> 4	EUCAST	
Ceftazidime/Avibactam						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-XN12 (cza02n)	Autre	<= 8		> 8	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (cza01n)	Autre	<= 8		> 8	FDA	
Aucun type de carte AST défini (cza02s)	Autre	<= 8		> 8	EUCAST	
Ceftiofur						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 2	4	> 4	CA-	CASFM Vétérinaire
Ceftiozane/Tazobactam						
Antibiogramme Gram négatif						
AST-XN12 (ct01n)	Autre	<= 2		> 2	CA-	CSN 5024
Aucun type de carte AST défini (ct01s)	Autre					
Ceftriaxone						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST	
Chloramphénicol						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8		> 8	EUCAST	
Ciprofloxacine						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	EUCAST	
Colistine						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 2		> 2	EUCAST	
Céfadroxil						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 16		> 16	EUCAST	
Céfalexine						
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 16		> 16	EUCAST	

Antibiogramme Gram négatif										
AST-N233, AST-N234, AST-N240 (ipm04n)	Autre		<= 2	4		> 4	CA-		CSN 4911	
Aucun type de carte AST défini (ipm01n)	Autre		<= 2	4		> 4	CA-		CSN 4911	
Aucun type de carte AST défini (ipm04s)	Autre									
Aucun type de carte AST défini (ipm05n)	Autre		<= 2	4		> 4	CA-		CSN 4911	
Aucun type de carte AST défini (ipm05s)	Autre									
Lévofoxacine										
Antibiogramme Gram négatif										
AST-N240, AST-N436, AST-XN12 (lev02n)	Autre		<= 0,5	1		> 1	EUCAST			
Aucun type de carte AST défini (lev01n)	Autre		<= 0,5	1		> 1	CA-		MAR 4293	
Meropenem/Vaborbactam										
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 8			> 8	EUCAST			
Moxifloxacine										
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 0,25			> 0,25	EUCAST			
Méropénème										
Antibiogramme Gram négatif										
AST-N240, AST-XN12 (mem02n)	Autre		<= 2	4 - 8		> 8	EUCAST			
AST-N240, AST-XN12 (mem02n)	Méningite		<= 2			> 2	CA-		CSN 2022-158-0	
Aucun type de carte AST défini (mem01n)	Autre		<= 2	4 - 8		> 8	EUCAST			
Aucun type de carte AST défini (mem01n)	Méningite									
Aucun type de carte AST défini (mem02s)	Autre		<= 2	4 - 8		> 8	EUCAST			
Aucun type de carte AST défini (mem02s)	Méningite									
Nitrofurantoïne										
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 32	64		> 64	CLSI		Cc basse non conforme au CASFM	
Néomycine										
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 8	16		> 16	CA-		CASFM Vétérinaire	
Ofloxacine										
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 0,25	0,5		> 0,5	EUCAST			

Pipéracilline										
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8	16	> 16	EUCAST				Cc haute non conforme au CASFM	
Pipéracilline/tazobactam										
Antibiogramme Gram négatif										
AST-N233, AST-N234, AST-N240... (tzp03n)	Autre	<= 8	16	> 16	EUCAST				Cc haute non conforme au CASFM	
Aucun type de carte AST défini (tzp01n)	Autre	<= 8	16	> 16	EUCAST				Cc haute non conforme au CASFM	
Aucun type de carte AST défini (tzp03s)	Autre	<= 8	16	> 16	EUCAST				Cc haute non conforme au CASFM	
Pradofloxacine										
Antibiogramme Gram négatif	Autre	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	CA-				CASFM Vétérinaire	
Ticarclilline										
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8	16	> 16	EUCAST					
Ticarclilline/acide clavulanique										
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8	16	> 16	EUCAST					
Tobramycine										
Antibiogramme Gram négatif										
AST-N233, AST-N240 (tm01n)	Autre	<= 2		> 2	CA-				CSN 5024	
Aucun type de carte AST défini (tm02n)	Autre	<= 2		> 2	CA-				CSN 5024	
Aucun type de carte AST défini (tm02s)	Autre									
Triméthoprime										
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 4		> 4	CA-				CSN 5024-2	
Triméthoprime/sulfaméthoxazole										
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 40	80	> 80	EUCAST					
Témocilline										
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 16	> 16	BTL				CSN	
Enterococcus										
Amoxicilline										
Antibiogramme Gram positif										
Aucun type de carte AST défini (amx01d)	Autre	<= 4	8	> 8	EUCAST					

Version de la base de connaissances: 09.03 - 20 avr. 2023 10:35:22

Imprimé le 20 avr. 2023 10:38 CEST

Page 14 sur 35

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 20 avr. 2023 10:38 CEST

Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 0,25		> 0,25	CA-	CSN 4911	
Enterococcus faecium							
Tigecycline							
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 0,25		> 0,25	CA-	CSN 4911	
Escherichia coli							
Céfuroxime							
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 8	> 8	CA-	CSN	
Delafloxacin							
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 0,125		> 0,125	CA-	CSN 2022-009-0	
Eravacycline							
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 0,5		> 0,5	CA-		
Méclillinam							
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8		> 8	EUCAST		
Nitrofurantoin							
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 64		> 64	EUCAST		
Tigecycline							
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 0,5		> 0,5	CA-	CSN 5181	
Gram negative bacilli							
Ceftiofur							
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 2	4	> 4	CA-	CASFM Vétérinaire	
Enrofloxacin							
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 0,5	1 - 2	> 2	CA-	CASFM Vétérinaire	
Marbofloxacin							
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 1	2	> 2	CA-	CASFM Vétérinaire	
Klebsiella spp							
Céfuroxime							
Antibiogramme Gram négatif	Autre		<= 8	> 8	CA-	CSN	
Mannheimia haemolytica							

Florfenicol										
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 2	4	> 4	CLSI-O	Vétérinaire				
Morganella morganii										
Imipénème										
Antibiogramme Gram négatif AST-N233, AST-N234, AST-N240 (ipm04n)	Autre		<= 4	> 4	CA-	CSN 4911				
Aucun type de carte AST défini (ipm01n)	Autre		<= 4	> 4	CA-	CSN 4911				
Aucun type de carte AST défini (ipm05n)	Autre		<= 4	> 4	CA-	CSN 4911				
Pasteurella										
Cefquinome										
Antibiogramme Gram négatif Florfenicol	Autre	<= 2	4	> 4	CA-	CASFM Vétérinaire				
Antibiogramme Gram négatif Fluméquine	Autre	<= 2	4	> 4	CA-	CASFM Vétérinaire				
Antibiogramme Gram négatif Néomycine	Autre	<= 4	8	> 8	CA-	CASFM Vétérinaire				
Antibiogramme Gram négatif Pradofloxacin	Autre	<= 8	16	> 16	CA-	CASFM Vétérinaire				
Antibiogramme Gram négatif Pasteurella multocida	Autre	(-)	(-)	(-)	CA-	CASFM Vétérinaire				
Ciprofloxacine										
Antibiogramme Gram négatif AST-N233, AST-N234, AST-N240 (cip01n) AST-N436 (cip02n)	Autre									
Aucun type de carte AST défini (cip02s)	Autre	<= 0,0625		> 0,0625	EUCAST					
Doxycycline		<= 0,0625		> 0,0625	EUCAST					
Antibiogramme Gram négatif Proteus	Autre	<= 1		> 1	EUCAST					

[illegible]

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 20 avr. 2023 10:38 CEST

Aucun type de carte AST défini (caz02s)	Autre								
Aucun type de carte AST défini (caz03n)	Autre							> 8	CA- CSN 5024-2
Aucun type de carte AST défini (caz03s)	Autre								
Ceftolozane/Tazobactam									
Antibiogramme Gram négatif	Autre								
Ciprofloxacine									
Antibiogramme Gram négatif									
AST-N233, AST-N234, AST-N240 (cip01n)	Autre								
AST-N436 (cip02n)	Autre								
Aucun type de carte AST défini (cip02s)	Autre								
Colistine									
Antibiogramme Gram négatif									
AST-N240 (cs01n)	Autre								
Céfépime									
Antibiogramme Gram négatif									
AST-N240 (fep02n)	Autre								
AST-N436, AST-XN12 (fep03n)	Autre								
Aucun type de carte AST défini (fep03s)	Autre								
Ertapénème									
Antibiogramme Gram négatif	Autre								
Gentamicine									
Antibiogramme Gram négatif									
AST-N233, AST-N234, AST-N240... (gm01n)	Autre								
Aucun type de carte AST défini (gm02n)	Autre								
Aucun type de carte AST défini (gm02s)	Autre								
Imipénème									
Antibiogramme Gram négatif									
AST-N233, AST-N234, AST-N240 (ipm04n)	Autre								

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 20 avr. 2023 10:38 CEST

Aucun type de carte AST défini (ipm04s)	Autre								
Aucun type de carte AST défini (ipm05n)	Autre								CSN 4911
Aucun type de carte AST défini (ipm05s)	Autre								
Lévofloxacine									
Antibiogramme Gram négatif	Autre								CSN 5024-2
Méropénème									
Antibiogramme Gram négatif	Autre								
Pipéracilline									
Antibiogramme Gram négatif	Autre								CSN 5024-2
Pipéracilline/tazobactam									
Antibiogramme Gram négatif									
AST-N233, AST-N234, AST-N240... (tzip03n)	Autre								CSN 5024-2
Aucun type de carte AST défini (tzip01n)	Autre								
Aucun type de carte AST défini (tzip03s)	Autre								
Ticarclilline									
Antibiogramme Gram négatif	Autre								CSN 5024-2
Ticarclilline/acide clavulanique									
Antibiogramme Gram négatif	Autre								CSN 5024-2
Tobramycine									
Antibiogramme Gram négatif									
AST-N233, AST-N240 (tm01n)	Autre								CSN 5024
Aucun type de carte AST défini (tm02n)	Autre								CSN 5024
Aucun type de carte AST défini (tm02s)	Autre								
Pseudomonas aeruginosa									
Ceftazidime/Avibactam									
Antibiogramme Gram négatif									
AST-XN12 (cza02n)	Autre								EUCAST
Aucun type de carte AST défini (cza01n)	Autre								FDA

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 20 avr. 2023 10:38 CEST

Aucun type de carte AST défini (cza02s)	Autre	<= 8	> 8	EUCAST	
Colistine					
Antibiogramme Gram négatif					
Aucun type de carte AST défini (cs02n)	Autre	<= 2	> 2	EUCAST	
Imipenem/Relebactam					
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 2	> 2	CA-	CSN 5024-2
Meropenem/Vaborbactam					
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 8	> 8	EUCAST	
Méropénème					
Antibiogramme Gram négatif					
AST-N240, AST-XN12 (mem02n)	Autre	<= 2	4 - 8	> 8	CA-
AST-N240, AST-XN12 (mem02n)	Méningite	<= 2	> 2	CA-	CSN 2022-158-0
Aucun type de carte AST défini (mem01n)	Autre	<= 2	4 - 8	> 8	CA-
Aucun type de carte AST défini (mem01n)	Méningite				
Aucun type de carte AST défini (mem02s)	Autre	<= 2	4 - 8	> 8	CA-
Aucun type de carte AST défini (mem02s)	Méningite				
Salmonella					
Ciprofloxacine					
Antibiogramme Gram négatif					
AST-N436 (cip02n)	Autre	<= 0,0625	> 0,0625	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (cip02s)	Autre	<= 0,0625	> 0,0625	EUCAST	
Staphylococcus					
Acide fusidique					
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 1	> 1	EUCAST	
Chloramphénicol					
Antibiogramme Gram positif					
AST-P667 (c03n)	Autre	<= 8	> 8	EUCAST	
Ciprofloxacine					

Page 21 sur 35

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 20 avr. 2023 10:38 CEST

AST-P667, AST-P668 (lev01n)	Autre			<= 1	> 1	CA-	CSN 5024-2	
Aucun type de carte AST défini (lev02n)	Autre							
Marbofloxacin								
Antibiogramme Gram positif	Autre		<= 1	2	> 2	CA-	Vétérinaire	
Minocycline								
Antibiogramme Gram positif	Autre		<= 0,5		> 0,5	CA-	CSN 5024-2	
Moxifloxacin								
Antibiogramme Gram positif								
Aucun type de carte AST défini (mx01n)	Autre							
Aucun type de carte AST défini (mx02n)	Autre		<= 0,25		> 0,25	CA-	MAR 4293	
Nitrofurantoin								
Antibiogramme Gram positif	Autre		<= 64		> 64	CA-	CSN 2023-259-0	
Néomycine								
Antibiogramme Gram positif	Autre		<= 8	16	> 16	CA-	CASFM Vétérinaire	
Oxacilline								
Antibiogramme Gram positif	Autre		<= 0,25		> 0,25	EUCAST		
Pradofloxacin								
Antibiogramme Gram positif	Autre		(-)	(-)	(-)	CA-	CASFM Vétérinaire	
Quinupristine/dalfopristine								
Antibiogramme Gram positif								
AST-P667, AST-P668 (qda01n)	Autre		<= 1	2	> 2	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM	
Rifampicine								
Antibiogramme Gram positif								
AST-P667, AST-P668 (ra03n)	Autre		<= 0,0625	0,125 - 0,5	> 0,5	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM	
Aucun type de carte AST défini (ra01n)	Autre							
Roxithromycine								
Antibiogramme Gram positif	Autre		<= 1	2	> 2	EUCAST		
Tigecycline								

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 20 avr. 2023 10:38 CEST

Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 0,5	> 0,5	EUCAST	
Triméthoprine					
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 4	> 4	CA-	CSN 5024-2
Triméthoprine/sulfaméthoxazole					
Antibiogramme Gram positif					
AST-P667 (sxt02n)	Autre	<= 40	80	> 80	EUCAST
AST-P668 (sxt04n)	Autre	<= 40	80	> 80	EUCAST
Tylosine					
Antibiogramme Gram positif	Autre	(-)	(-)	CA-	CASFM Vétérinaire
Téicoplanine					
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 4	> 4	EUCAST	
Tétracycline					
Antibiogramme Gram positif					
AST-P668 (te03n)	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST
Vancomycine					Cc haute non conforme au CASFM
Antibiogramme Gram positif					
AST-P667, AST-P668 (va04n)	Autre	<= 2	> 2	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (va02n)	Autre	<= 2	> 2	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (va04s)	Autre	<= 2	> 2	EUCAST	
Érythromycine					
Antibiogramme Gram positif					
AST-P667, AST-P668 (e05n)	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST
Aucun type de carte AST défini (e02n)	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST
Aucun type de carte AST défini (e02s)	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST
Aucun type de carte AST défini (e05s)	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST
Staphylococcus aureus					
Benzylpénicilline					
Antibiogramme Gram positif					

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 20 avr. 2023 10:38 CEST

Aucun type de carte AST défini (p04n)	Autre	<= 0,125		> 0,125	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (p05n)	Autre	<= 0,125		> 0,125	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (p05s)	Autre	<= 0,125		> 0,125	EUCAST	
Ceftobiprole						
Antibiogramme Gram positif						
Aucun type de carte AST défini (bpr01n)	Autre	<= 2		> 2	EUCAST	
Céftaroline						
Antibiogramme Gram positif						
Aucun type de carte AST défini (ctr02n)	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (ctr02n)	Pneumonie	<= 1		> 1	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (ctr02s)	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (ctr02s)	Pneumonie	<= 1		> 1	EUCAST	
Moxifloxacin						
Antibiogramme Gram positif						
Aucun type de carte AST défini (mx02s)	Autre	<= 0,25		> 0,25	EUCAST	
Oxacilline						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 2		> 2	EUCAST	
Téicoplanine						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 2		> 2	EUCAST	
Staphylococcus lugdunensis						
Benzylpénicilline						
Antibiogramme Gram positif						
AST-P667 (p02n)	Autre					
Aucun type de carte AST défini (p01n)	Autre					
Aucun type de carte AST défini (p04n)	Autre	<= 0,125		> 0,125	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (p05n)	Autre	<= 0,125		> 0,125	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (p05s)	Autre	<= 0,125		> 0,125	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (p06n)	Autre					

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 20 avr. 2023 10:38 CEST

Oxacilline										
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 2							> 2	EUCAST
Staphylococcus saprophyticus										
Nitrofurantoin										
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 64								EUCAST
Oxacilline										
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 2								EUCAST
Stenotrophomonas maltophilia										
Lévofoxacine										
Antibiogramme Gram négatif	Autre	<= 2	4						> 4	CLSI-O
Minocycline										
Antibiogramme Gram négatif										
Aucun type de carte AST défini (mno02n)	Autre	<= 4	8						> 8	CA-
Triméthoprime/sulfaméthoxazole										
Antibiogramme Gram négatif	Autre						<= 80		> 80	CA- CSN 5024-2
Streptococcus										
Chloramphénicol										
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 8							> 8	CA-
Gentamicine										
Antibiogramme des streptocoques	Autre									
Téicoplanine										
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 2							> 2	EUCAST
Vancomycine										
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 2							> 2	EUCAST
Streptococcus agalactiae										
Azithromycine										
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 0,25	0,5						> 0,5	EUCAST
Benzylpénicilline										

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 20 avr. 2023 10:38 CEST

Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 1	2	> 2	CA-	CASFM Vétérinaire
Minocycline						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 0,5		> 0,5	CA-	CSN 5024-2
Moxifloxacin						
Antibiogramme Gram positif						
Aucun type de carte AST défini (mx02n)	Autre	<= 0,5		> 0,5	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (mx02s)	Autre	<= 0,5		> 0,5	EUCAST	
Nitrofurantoïne						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 64		> 64	EUCAST	
Rifampicine						
Antibiogramme Gram positif						
AST-P667, AST-P668 (ra03n)	Autre	<= 0,0625	0,125 - 0,5	> 0,5	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM
Aucun type de carte AST défini (ra01n)	Autre	<= 0,0625	0,125 - 0,5	> 0,5	EUCAST	
Roxithromycine						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 0,5	1	> 1	EUCAST	
Tigecycline						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 0,125		> 0,125	CA-	CSN 4911
Triméthoprim/sulfaméthoxazole						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 20	40	> 40	EUCAST	
Téicoplanine						
Antibiogramme Gram positif	Autre	<= 2		> 2	EUCAST	
Télavancine						
Antibiogramme Gram positif	Autre	IE	IE	IE	CA-	
Télithromycine						
Antibiogramme Gram positif						
Aucun type de carte AST défini (tel01n)	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	EUCAST	
Tétracycline						
Antibiogramme Gram positif						

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 20 avr. 2023 10:38 CEST

AST-P668 (te03n)	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST	Cc haute non conforme au CASFM
Vancomycine						
Antibiogramme Gram positif						
AST-P667, AST-P668 (va04n)	Autre	<= 2		> 2	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (va02n)	Autre	<= 2		> 2	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (va04s)	Autre	<= 2		> 2	EUCAST	
Érythromycine						
Antibiogramme Gram positif						
AST-P667, AST-P668 (e05n)	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (e02n)	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (e02s)	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	EUCAST	
Aucun type de carte AST défini (e05s)	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	EUCAST	
Streptococcus beta-hemolytic group						
Azithromycine						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	EUCAST	
Benzylpénicilline						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,25		> 0,25	EUCAST	
Chloramphénicol						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 8		> 8	EUCAST	
Clarithromycine						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,25	0,5	> 0,5	EUCAST	
Clindamycine						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 0,5		> 0,5	EUCAST	
Doxycycline						
Antibiogramme des streptocoques	Autre	<= 1	2	> 2	EUCAST	
Linézolide						
Antibiogramme des streptocoques						
AST-ST03 (lnz01n)	Autre	<= 2		> 2	CA-	CSN 5024

Page 29 sur 35

Version de la base de connaissances: 09.03 - 20 avr. 2023 10:35:22

[illegible]

Page 33 sur 35

Imprimé le 20 avr. 2023 10:38 CEST

Page 34 sur 35

Rapport AES sur les concentrations critiques

Imprimé le 20 avr. 2023 10:38 CEST

Linézolide									
Antibiogramme des streptocoques	Autre		IE	IE	IE	IE	CA-		
Moxifloxacine									
Antibiogramme des streptocoques	Autre		<= 0,5			> 0,5	CA-		
Méropénème									
Antibiogramme des streptocoques	Autre		<= 2			> 2	EUCAST		
Tigécycline									
Antibiogramme des streptocoques	Autre		IE	IE	IE	IE	CA-		
Tétracycline									
Antibiogramme des streptocoques	Autre		<= 1	2		> 2	CA-		
Érythromycine									
Antibiogramme des streptocoques	Autre		<= 0,25	0,5		> 0,5	CA-		